

H9细胞专用培养基

产品货号：CM-0890
产品规格：500mL

一、产品简介

H9细胞专用培养基由普诺赛技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持H9细胞最佳的生长状态。本产品中已包含H9细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于H9细胞的体外培养。本产品仅供进一步科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

二、产品信息

产品形态	液体
产品浓度	1 ×
产品规格	500mL
培养基成分	80% H9细胞专用基础培养基+16% H9细胞专用生长添加剂1+4% H9细胞专用生长添加剂2
细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞生长实验	细胞生长良好，形态正常
内毒素含量（EU/mL）	≤ 3
储存条件	按标签所示温度保存，避光储存
运输条件	低温运输
有效期	3个月

三、注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作，避免污染；
2. 添加剂1和2需要在2-8℃溶解；
3. 本产品为全营养组分的培养基，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用；
4. 为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中；
5. 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用；
6. 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面。

