

H9细胞专用培养基

产品货号：CM-0890
产品规格：500mL

一、产品简介

H9细胞专用培养基由普诺赛技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持H9细胞最佳的生长状态。本产品中已包含H9细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于H9细胞的体外培养。本产品仅供进一步科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

二、产品信息

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 产品形态 | 液体 |
| 产品浓度 | 1 × |
| 产品规格 | 500mL |
| 培养基成分 | H9细胞专用基础培养基+H9细胞专用生长添加剂1+H9细胞专用生长添加剂2 |
| 细菌检测 | 阴性 |
| 真菌检测 | 阴性 |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好，形态正常 |
| 内毒素含量 (EU/mL) | ≤ 3 |
| 储存条件 | 2-8°C或-5~-20°C，避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 12个月 |

三、注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作，避免污染；
2. 本产品需自行配制成完全培养基，避光保存在2-8°C可存放2周；
3. 为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中；
4. 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用；
5. 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面。

